

# MANOMETRE DE PRESSION

## MODE D'EMPLOIE

Votre Manomètre de Pression a été calibré lors de la fabrication pour indiquer avec une précision de plus ou moins (+/-) un pourcent (1%) de la précision maximum (PG 10: 4.5 Kg, PG 30: 13.5 Kg, PG 60: 27 Kg.) quand la force de pression est appliquée aux rainures des poignées. Si la force de la pression est concentrée aux extrémités des poignées, les lectures seront légèrement plus élevées.

### Méthodes:

1. Pincement bous du dois – Bous du pouce aux bous de l'index.
2. Pincement d'une clés – Pulpe du pouce du coté lateral de la phalange milieu de l'index.
3. Pincement de la paume - Pulpe du pouce a la pulpe de l'index et du moyen..

Pour de plus amples renseignements, consulter l'adresse internet de B & L Engineering a [www.bleng.com](http://www.bleng.com)

Pour remettre à zéro le Manomètre de Pression, tourner l'anneau situé sur l'indicateur et aligner le **pointeur noir** avec le zéro.

Pour remettre l'indicateur de force maximum à zéro (**pointeur rouge**) tourner la petite molette située au dessus de l'indicateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le **pointeur rouge** soit aligné avec le **noir**. Quand la force de pression a été mesurée, le **pointeur rouge** restera à l'indication de la dernière lecture jusqu'à la mesure suivante, la remise à zéro est effectuée en tournant la petite molette située au dessus de l'indicateur. **Le pointeur rouge** devrais etre remis à zéro avant chaque mesure.

**NOTE: VEUILLEZ UTILISER LA COURROIE DE SECURITE!** L'indicateur de force est un instrument de précision très fragile sujet à subir des dégats importants si on le fait tomber.

### ATTENTION :

1. *Le Manomètre de Pression ne doit pas etre utilisé par un sujet avec récent blessures ou operations à la main sans le direct conseille d'un médecin.*
2. *Le Manomètre de Pression ne doit pas etre utilisé par un sujet insensible au simple toucher, avec brulures à la main ou problèmes de la peau, sans le direct conseille d'un médecin.*

Si le Manomètre de Pression ne fonction pas correctement, contacter le Fabricant ou le Distributeur Autorisé en Europe pour obtenir les informations concernant la réparation ou calibration.

*Il est conseiller d'envoyer chaque Manomètre de Pression au fabricant pour une calibration annuelle.*

### **Fabricant:**

**B & L ENGINEERING**  
(PINSCO, INC.)  
3002 DOW AVE., SUITE 416  
TUSTIN, CA 92780  
USA  
TEL: (714) 505-9492  
FAX: (714) 505-9493  
[www.bleng.com](http://www.bleng.com)

### **Représentant Autorisé Europe:**

**CHARWOOD DYNAMICS LTD.**  
VICTORIA MILLS  
FOWKE STREET  
ROTHLEY  
LEICESTERSHIRE, LE7 7PJ  
UNITED KINGDOM  
TEL: +44 (0) 161-230-10-60  
FAX: +44 (0) 161-230-18-57