

MANOMETRE DE PRESSION

MODE D'EMPLOIE

Votre Manomètre de Pression a été calibré lors de la fabrication pour indiquer avec une précision de plus ou moins (+/-) un pourcent (1%) de la précision maximum (PG 10: 4.5 Kg, PG 30: 13.5 Kg, PG 60: 27 Kg.) quand la force de pression est appliquée aux rainures des poignées. Si la force de la pression est concentrée aux extrémités des poignées, les lectures seront légèrement plus élevées.

Méthodes:

1. Pincement bous du dois – Bous du pouce aux bous de l'index.
2. Pincement d'une clés – Pulpe du pouce du coté lateral de la phalange milieu de l'index.
3. Pincement de la paume - Pulpe du pouce a la pulpe de l'index et du moyen..

Pour de plus amples renseignements, consulter l'adresse internet de B & L Engineering a www.bleng.com

Pour remettre à zéro le Manomètre de Pression, tourner l'anneau situé sur l'indicateur et aligner le **pointeur noir** avec le zéro.

Pour remettre l'indicateur de force maximum à zéro (**pointeur rouge**) tourner la petite molette située au dessus de l'indicateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le **pointeur rouge** soit aligné avec le **noir**. Quand la force de pression a été mesurée, le **pointeur rouge** restera à l'indication de la dernière lecture jusqu'à la mesure suivante, la remise à zéro est effectuée en tournant la petite molette située au dessus de l'indicateur. **Le pointeur rouge** devrais etre remis à zéro avant chaque mesure.

NOTE: VEUILLEZ UTILISER LA COURROIE DE SECURITE! L'indicateur de force est un instrument de précision très fragile sujet à subir des dégats importants si on le fait tomber.

ATTENTION :

1. *Le Manomètre de Pression ne doit pas etre utilisé par un sujet avec récent blessures ou operations à la main sans le direct conseil d'un médecin.*
2. *Le Manomètre de Pression ne doit pas etre utilisé par un sujet insensible au simple toucher, avec brulures à la main ou problèmes de la peau, sans le direct conseil d'un médecin.*

Si le Manomètre de Pression ne fonction pas correctement, contacter le Fabricant ou le Distributeur Autorisé en Europe pour obtenir les informations concernant la réparation ou calibration.

Il est conseiller d'envoyer chaque Manomètre de Pression au fabricant pour une calibration annuelle.

Fabricant:

B & L ENGINEERING
(PINSCO, INC.)
1901 CARNEGIE AVE., SUITE Q
SANTA ANA, CA 92705
USA
TEL: (714) 505-9492
FAX: (714) 505-9493
www.bleng.com

Représentant Autorisé Europe:

CHARWOOD DYNAMICS LTD.
VICTORIA MILLS
FOWKE STREET
ROTHLEY
LEICESTERSHIRE, LE7 7PJ
UNITED KINGDOM
TEL: +44 (0) 161-230-10-60
FAX: +44 (0) 161-230-18-57